



# ***ESTUFA BACTERIOLÓGICA***

## ***TE-392/93L***

Utilizada para la incubación de medios de cultivos inoculados, y para monitorear el crecimiento microbiano.

## Características Técnicas

### TE-392/93L

- Temperatura: Ambiente +7°C a 60°C;
- Controlador temperatura: Digital microprocesado con sistema PID;
- Sensor: PT-100;
- Precisión de control:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ;
- Uniformidad:  $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$  (diferencia entre la máxima y mínima) - ensayo realizado a 33/38.5/44°C en 10 puntos;
- Incerteza de medición:  $0,7^{\circ}\text{C}$  ;
- Estabilidad:  $0,3^{\circ}\text{C}$ ;
- Capacidad: 4 bandejas con distancia de 90 mm entre si;
- Sistema de circulación: Ventilación interna forzada en el centro;
- Cámara interna: En acero inoxidable pulido;
- Puerta interna: En vidrio templado para visualización;
- Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática;
- Bandeja: En acero inoxidable perforada;
- Dimensiones internas: Ancho=450 x Profundidad=450 x Alto=460mm;
- Volumen: 93 Litros;
- Dimensiones externas: Ancho=560 x Profundidad=620 x Alto=690 mm;
- Peso: 25 kg;
- Potencia: 150 W;
- Voltaje: 220V 50/60Hz;
- Acompaña: 02 Bandeja en acero inoxidable perforada; 02 Fusibles extras;
- Modelo opcional: TE-392/93L-127V para 127 Volts;

## Beneficios y Ventajas

- Equipo compacto
- Cuba y bandeja en acero inoxidable pulido para una mayor vida útil del equipo
- Puerta interna en vidrio templado que posibilita la visualización de la muestra sin pérdida de la temperatura
- Tiene circulación de aire interna, lo que promueve una mejor homogeneidad térmica y distribución térmica entre las muestras
- Bandeja de acero inoxidable y perforada para una buena circulación de aire
- Sistema de control PID con controlador de fácil interacción con certificado RBC
- Entrada para sensor externo para facilitar la verificación de la temperatura
- Fácil mantenimiento
- Entrada de fuerza tipo IEC, que garantiza la estandarización internacional
- Cierre magnético para agilidad y practicidad
- Sensor de temperatura PT 100, que es el más sensible, asegurando una respuesta rápida al sistema de control de temperatura
- Resistencia blindada de acero inoxidable compatible con los sistemas DR, lo que proporciona seguridad
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías.