



# ***AGITADOR HOMOGENEIZADOR EN Y***

## ***TE-201/05***

Utilizado para homogeneizar muestras en polvo o gránulos

## Características Técnicas

### TE-201/05

- Amplitud de agitación: 360°;
- Homogeneizador: Construido en acero inoxidable 304 con acabado pulido, interno y externo;
- Moto reductor: De inducción con rotación fija de 28 ±2 RPM;
- Tapas: En acero inoxidable 304 pulido, removibles, con vedación en silicona;
- Capacidad: 05 Litros;
- Gabinete: En acero carbono con anti corrosivo y pintura electrostática;
- Dimensión total: L=830 x A=420 x A=750 mm;
- Peso: 30 kg;
- Potencia: 245 Watts;
- Tensión: 220 Volts;
- Acompaña: 02 Fusibles extra ;
- Nota: El volumen informado tiene como referencia producto con densidad 1;
- Modelo opcional: TE-201/5-127V para 127 Volts;

## Beneficios y Ventajas

- Tapa fácil de quitar en las tres extremidades para limpieza, entrada de muestra y salida de material
- Recipiente inoxidable 304 con soldadura y pulido fino para garantizar una buena asepsia, evitando la contaminación y para una vida útil más larga
- Motor de inducción sin escobillas, puede usarse durante largos períodos
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.