



AGITADOR HOMOGENIZADOR EN Y TE-201/5

Utilizado para homogeneizar muestras en polvo o gránulos

Características Técnicas

TE-201/5

- Amplitud de agitación: 360°;
- Homogeneizador: Construido en acero inoxidable 304 con acabado pulido, interno y externo;
- Moto reductor: De inducción con rotación fija de 28 ± 2 RPM;
- Tapas: En acero inoxidable 304 pulido, removibles, con vedación en silicona;
- Capacidad: 05 Litros;
- Gabinete: En acero carbono con anti corrosivo y pintura electrostática;
- Dimensión total: L=830 x A=420 x A=750 mm;
- Peso: 30 kg;
- Potencia: 245 Watts;
- Tensión: 220 Volts;
- Acompaña: 02 Fusibles extra ;
- Nota: El volumen informado tiene como referencia producto con densidad 1;
- Modelo opcional: TE-201/5-127V para 127 Volts;

Beneficios y Ventajas

- Tapa fácil de quitar en las tres extremidades para limpieza entrada de muestra y salida de material
- Recipiente inoxidable 304 con soldadura y pulido fino para garantizar una buena asepsia evitando la contaminación y para una vida útil más larga
- Motor de inducción sin escobillas puede usarse durante largos períodos
- Rígido control de calidad con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente lo que vuelve al equipo de línea especial.