



# **MESA AGITADORA PENDULAR**

## **TE-241**

Utilizado para agitar Erlenmeyers frascos y otros recipientes conteniendo muestras por un corto período de trabajo máximo de 8 horas ininterrumpidas.

## Características Técnicas

### TE-241

- Rotación: 30 a 120 BPM (por minuto);
- Control de rotación: Analógico vía potenciómetro;
- Motor: Corriente continua 100W;
- Plataforma: Envuelta en goma con tres alas regulables;
- Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo e pintura electrostática;
- Dimensiones: Ancho=410 x Profundidad=300 x Alto=200 mm (con plataforma);
- Peso: 16 kg;
- Potencia: 150 Watts;
- Tensión: 127-220V+/-5% 50/60Hz;
- Acompaña: 02 Fusibles extra;

### Beneficios y Ventajas

- Equipo compacto
- Doble-voltaje para una mejor practicidad
- Versatilidad: puede trabajar con diferentes tamaños de frascos a través de las aletas ajustables
- Plataforma de aluminio con base de goma para agarre
- Plug IEC C13/C14 patrón de calidad
- Asas para facilitar el transporte
- Se puede usar con otros tipos de bandejas opcionales