



PIPETADOR SEMI AUTOMÁTICO

TECSOLO-005

Utilizado para análisis en la preparación del suelo para fines de fertilidad.

Características Técnicas

TECSOLO-005

- Pipetas capilares: 11 pipetas en borosilicato. ;
- Volumen de las pipetas: 5ml;
- Estructura: Totalmente en acero inoxidable;
- Dimensiones: Ancho=918 x Profundidad=320 x Alto=910 mm;
- Peso: 16 kg;
- Acompaña: 45 abrazaderas;
- Nota: Es indispensable utilizar una bomba de vacío;

Beneficios y Ventajas