



# ANALISADOR MULTIPARÂMETRO YSI-PRO QUATRO

Utilizado para análise multiparâmetro de íons para águas e efluentes.

## Características Técnicas

### YSI-PRO QUATRO

- Definição Equipamento para análise físico-químico de amostras através de análises de alguns parâmetros a definir. ;
- A sonda multiparamétrica YSI-PRO QUATRO proporciona flexibilidade para medição de variadas combinações de parâmetros Oxigênio dissolvido BOD Condutividade Condutividade específica Salinidade, resistividade Sólidos dissolvidos totais (TDS) pH, ORP Combinação de pH e ORP Amônia Nitrito Cloreto Temperatura ;

### Benefícios e Vantagens

- Classificação IP-67 mesmo sem a capa da bateria
- Carcaça emborrachada
- Garantia de 03 anos do instrumento
- Garantia de 02 anos para o cabo
- Resistente a queda de 1 metro em todos os ângulos
- Cabos e sensores providos de conexão militar de alta resistência
- Lentes anti-risco
- Instrumento flutuante em caso de queda na água
- Memória para armazenamento de até 5.000 dados
- Proteção de senha
- Display e teclado luminosos
- Campos programáveis pelo usuário
- Registro de dados por intervalo ou evento único
- Conexão USB para comunicação e carregamento de energia do equipamento
- Relatório detalhado de calibração dos sensores
- Software atualizável pelo usuário através da porta USB à prova d'água
- Filtros de pesquisa de dados configuráveis pelo usuário

- Telas ajustáveis pelo usuário
- Maleta simples ou rígida de transporte (opcional)\*