



# ***DOSADOR DE MEIO DE CULTURA***

## ***BIOTOOL-PETRISWISS-PS20 MINI 90MM***

Utilizado para dosar meio de cultura em placas em seqüência, de forma automática.

## Características Técnicas

### BIOTOOL-PETRISWISS-PS20 MINI 90MM

- Placas: Cada rack comporta 20 placas, podendo ser acopladas nos equipamentos para 20, 200, 400 ou 900 placas;
- Tamanho das placas: 90mm;
- Velocidade: Ajustável ;
- Tempo de dosagem: 600 placas/hora;
- Faixa de dosagem: 1 a 99ml ;
- Dimesões: 51x40x62 cm - 24 kg;
- Dimensões com embalagem: 62x47x90 cm - 35 kg;

### Benefícios e Vantagens

- As prateleiras (Petriracks) são removíveis
- Cada prateleira (Petriracks) comporta 20 placas e é facilmente movimentada com o auxílio de uma alça
- As placas permanecer armazenadas na Petrirack, de forma segura e estável
- Operação rápida e confiável
- Ágar perfeito e suave devido ao design de bomba de duas cabeças
- Tempo de inatividade mínimo com os racks removíveis
- Fácil operação com tela sensível ao toque e colorida
- Carga e descarga de placas de forma segura e sem esforço