



# ***AGITADOR HOMOGENEIZADOR EM Y***

## ***TE-201/05***

Utilizado para homogeneizar amostras em pó ou grânulos.

## Características Técnicas

### TE-201/05

- Amplitude de agitação: 360°;
- Homogeneizador: Construído em aço inoxidável 304 com acabamento polido, interno e externo;
- Motoredutor: De indução com rotação fixa de 28 ±2 RPM;
- Tampas: Em aço inox 304 polido, removíveis, com vedação em silicone;
- Capacidade: 05 Litros;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensão total: L=830 x P=420 x A=750 mm;
- Peso: 30 kg;
- Potência: 245 Watts;
- Tensão: 220 Volts;
- Acompanha: 02 Fusíveis extra;
- Nota: O volume informado tem como referência produto com densidade 1;

## Benefícios e Vantagens

- Tampa de fácil remoção nas três extremidades para limpeza, entrada de amostras e saída de material
- Cuba em inox 304 com solda e polimento fino para que se tenha uma boa assepsia evitando-se contaminação e para maior vida útil
- Motor de indução sem escovas, podendo ser utilizados por longos períodos
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.