



# ***PIPETADOR SEMIAUTOMATICO***

## ***TECSOLO-100***

Utilizado para análises na preparação do solo para fins de fertilidade.

## Características Técnicas

### TECSOLO-100

- Pipetas capilares: 11 pipetas em borossilicato ;
- Volume: 100 ml;
- Estrutura: Totalmente em aço inox;
- Dimensões: L=918 x P=320 x A=1015 mm;
- Peso: 16 kg;
- Acompanha: 45 Abraçadeiras ;
- Nota: É indispensável a utilização de bomba de vácuo;

### Benefícios e Vantagens