



# ***PONTE DE TITULAÇÃO***

## ***TECSOLO-200***

Utilizado para auxílio às titulações de soluções em análises de solos.

## Características Técnicas

### TECSOLO-200

- Capacidade: 11 erlenmeyers de 125 mL ou copos de pH;
- Estrutura de sustentação: Totalmente em aço inox;
- Base e estrutura: Totalmente em aço inox;
- Dimensões: L=960 x P=400 x A=965 mm;
- Peso: 10 kg com agitador;
- Potência: 50 Watts;
- Tensão: 220 Volts;
- Acompanha: 01 Bureta em vidro borossilicato com capacidade para 10 mL; 01 Agitador magnético sem aquecimento ;

### Benefícios e Vantagens