



# ***AGITADOR HOMOGENEIZADOR EM 'Y'***

## ***TE-201/10***

Utilizado para homogeneizar amostras em pó ou grânulos.

## Características Técnicas

### TE-201/10

- Amplitude de agitação: 360°;
- Homogeneizador: Construído em aço inoxidável 304 com acabamento polido, interno e externo;
- Motor: 1/3 trifásico com Redutor ;
- Tampas: Em aço inox 304 polido, removíveis, com vedação em silicone ;
- Volume total: 18 Litros;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensões totais: L=830 x P=420 x A=750 mm;
- Peso: 33 KG;
- Potência: 250 Watts;
- Tensão: 220V +/-5% 50/60 Hz ;
- Acompanha: 02 Fusíveis extra ;
- Nota: O volume útil informado tem como referência produto com densidade 0,7Kg/dm<sup>3</sup>;
- Range de Rotação: 10 a 40 RPM ;
- Precisão: ±2 RPM ;
- Controle de rotação: Analógica via Potenciômetro e inversor de frequência;
- Leitura de RPM: Via tacômetro digital;
- Volume útil: 7,5 Litros;

## Benefícios e Vantagens

- Tampa de fácil remoção nas três extremidades para limpeza, entrada de amostras e saída de material
- Cuba em inox 304 com solda e polimento fino para que se tenha uma boa assepsia evitando-se contaminação e para maior vida útil
- Motor de indução sem escovas, podendo ser utilizados por longos períodos
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.