



# ***AUTOCLAVE HORIZONTAL***

## ***AB-19***

Utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos.

## Características Técnicas

### AB-19

- Painel: Com botão Liga/Desliga;
- Controlador: Microprocessado com 10 programas;
- Tempo de esterilização: De até 99 minutos;
- Tempo de secagem : De até 99 minutos;
- Temperatura de trabalho: Programável de 90° a 135°C;
- Pressão de operação: 1,0 a 2,3 Bar;
- Pressão de teste: Hidrostático = 3,0 Bar;
- Eliminação: Automática do ar interno;
- Sensor: De temperatura;
- Dispositivos de: Segurança contra sobre pressão, temperatura e segurança elétrica;
- Porta: Com proteção térmica;
- Secagem: Gravitacional;
- Capacidade: 19 litros;
- Nota: Não é indicada para esterilização de meios de cultura;

### Benefícios e Vantagens

- Linha AB - capacidade de 12, 14, 19 e 21 litros
- Painel com botão liga/desliga
- Controlador microprocessado com 10 programas
- Tempo de esterilização de até 99 minutos
- Tempo de secagem de até 99 minutos
- Temperatura de trabalho programável de 90° a 135°C
- Pressão de operação: 1,0 a 2,3 Bar
- Pressão de Teste Hidrostático = 3,0 Bar
- Eliminação automática do ar interno
- Sensor de temperatura
- Dispositivos de Segurança contra sobrepresão, temperatura e segurança elétrica
- Porta com proteção térmica
- Secagem gravitacional
- Não é indicada para esterilização de meios de cultura