



# **AGITADOR DE TUBOS**

**TE-166**

Utilizado no preparo de amostras que necessitam de movimento rotativo em 360°.

## Características Técnicas

### TE-166

- Rotação: 10 a 45 RPM;
- Precisão:  $\pm 3$  RPM;
- Controle de rotação: Analógico ;
- Amplitude de rotação: 360°;
- Motor: Redutor 38 Watts;
- Capacidade: 40 tubos Falcon de 50ml ou provas customizáveis;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensões: L=730 x P=250 x A=430 mm;
- Peso: 7 kg;
- Potência: 200 Watts;
- Tensão: 220 Volts;
- Acompanha: 02 Fusíveis extra ;

## Benefícios e Vantagens

- Promove a agitação de tubos sem a formação de bolhas
- Fácil operação ajustando somente a rotação
- Ângulo de rotação totalmente ajustável
- Suporta maior número de provas comparado ao modelo similar otimizando o processo de agitação
- Flexibilidade na escolha dos tubos
- Equipamento leve e compacto
- Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática garantindo maior tempo de vida útil ao equipamento e facilidade na limpeza

## Produtos Relacionados



BALANÇA ANALÍTICA  
UNIBLOC  
SHI-AUY-220



AGITADOR MAGNÉTICO  
COM AQUECIMENTO  
TE-0854



INCUBADORA  
TE-371/240L