



# ***HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS INT-BAGMIXER-400-S***

Utilizado para homogeneização de amostras para preparo durante as análises microbiológicas.

## Características Técnicas

### INT-BAGMIXER-400-S

- Capacidade: 50 to 400 mL;
- Ruído: Menor que 48 db;
- Tempo: Apenas 60 segundos para homogeneizar a amostra Tempo de mistura variável: 1 segundo - 1 hora ou 8 / contagem regressiva;
- Fácil limpeza: Abertura total da porta e total acesso à câmara de homogeneização;
- Pás: Sistema Click and Clean<sup>®</sup>: pás removíveis;
- Pedais: Removíveis;
- Velocidade: 4 velocidades ajustáveis;
- Segurança: Bandeja pingadora (bandeja coletora de aço inox com segurança integrada);
- Estrutura: Inteiro em aço inox 304 L;
- Motor: Sem escova de 180 watts;
- Tela: Digital multifuncional: fácil controle;
- Iluminação: Sistema de luz (LED lightcode) indicativa: indica o estágio de homogeneização ;
- Velocidade: De homogeneização: 4, 6, 8, 10 batidas/segundo;
- Câmara: De homogeneização: de policarbonato branco;
- Dimensões: 29 x 45 x 37 cm;
- Peso: 26Kg;
- Fonte: 100-240 V 50-60Hz;
- Garantia: 3 anos de garantia (após envio do cartão de validação);
- Inclui: 30 sacos estéreis para acondicionamento da amostra, cabo de força e manual de instruções;

### Benefícios e Vantagens

- Ruído abaixo de 48 db
- Apenas 60 segundos para homogeneizar a amostra
- Fácil limpeza: abertura total da porta e total acesso à câmara de homogeneização.

## Produtos Relacionados

